

KLAXON

Klick Hybrid

max. Zuladung: 120 kg



Alle Preise in €, gültig vom 01.04.2021 – 31.12.2021
 zzgl. 19% MwSt.
 Als Produktkombination ab Werk zzgl. 7% MwSt.

<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag	<input type="checkbox"/> Bestellung
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name Datum Unterschrift




Grundausrüstung

Preis für Ausstattungsvariante: 7.016,- €

- Klick Hybrid
- 500-W-Motor, bürstenlos
- Antriebsrad 20"
- 11 Ah Lithium Ionen Akku
- Ladegerät
- Manuelle Schaltung mit 9 Gängen
- 5 Unterstützungsstufen vorwählbar
- Multifunktions-LC-Display mit USB-Ladeport
- Radspritzschutz
- Klappständer
- Individuelle Anbauteile (z. B.: Konnektor standard, Klemm-
 ringe für 25 mm Rundrohr, Querstrebe 361 - 480 mm,
 Schnellverschluss-Stifte)

**Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
 Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

Modell			
mit Standard Lenker			
493T164=SV016	<input type="checkbox"/>	Klick Hybrid	5.198,-
Akku			
493U164=ST011	<input type="checkbox"/>	Akku 48 V, 11 Ah	735,-
Konnektor - Verbindungselement zum Zugelement			
Standard Konnektor			
493A164=SV026	<input type="checkbox"/>	Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm	636,-
493A164=SV027	<input type="checkbox"/>	Konnektor, komplett, kurz 180 - 235 mm	618,-
493A164=SV028	<input type="checkbox"/>	Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm	618,-
493A164=ST031	<input type="checkbox"/>	Tetra-Tragegriff für Konnektor, Klettverschluss	37,-
Tetra Konnektor (mit Auslösehebel und Tragegriff, geeignet für Nutzer mit eingeschränkten Hand- und Fingerfunktionen)			
493A164=SV029	<input type="checkbox"/>	Tetra Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm	825,-
493A164=SV030	<input type="checkbox"/>	Tetra Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm	843,-
Traktionsgewichte (beigelegt, nicht montiert)			Stück
493S164=SK001	<input type="checkbox"/>	Traktionsgewichte (Preis je Stück; bitte 2 Stück bestellen)	2 126,-
Beleuchtung (beigelegt, nicht montiert)			Stück
493S164=SK005	<input type="checkbox"/>	LED Fahrrad Rücklicht, rot	31,-
493S164=SK008	<input type="checkbox"/>	LED Fahrrad-Vorderlicht, weiß, integriert	90,-
Zubehör			
493S164=ST020	<input type="checkbox"/>	Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12-mm-Achse	725,-
493S164=ST021	<input type="checkbox"/>	Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12,7-mm-Achse	725,-

Rollstuhl-Anbaukomponenten						
(Auswahl ist nicht notwendig, wenn Zugantrieb zusammen mit Aktivrollstuhl von Ottobock bestellt wird)						
Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl und Reduzierstücke (R) (4 Halbschalen, wenn erforderlich 1 x pro Rollstuhl)						
Artikelnummer	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Rahmenform		
493A164=ST005	<input type="checkbox"/>	2	K	34 mm - 36 mm	Parallel: Rahmenrohre verlaufen parallel an der Anbauposition der Klemmringe 	73,-
493A164=ST004	<input type="checkbox"/>	2	K	31 mm - 33,4 mm		73,-
493A164=ST004	<input type="checkbox"/>	2	K	29 mm - 30,9 mm		73,-
493A164=ST014	<input type="checkbox"/>	1	R			37,-
493A164=ST004	<input type="checkbox"/>	2	K	27 mm - 28,9 mm		73,-
493A164=ST010	<input type="checkbox"/>	1	R			37,-
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	24,4 mm - 26,4 mm		73,-
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	23 mm 23,9 mm		73,-
493A164=ST009	<input type="checkbox"/>	1	R			37,-
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	21 mm - 22,9 mm		73,-
493A164=ST013	<input type="checkbox"/>	1	R			37,-
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	19 mm - 20,9 mm		73,-
493A164=ST011	<input type="checkbox"/>	1	R			37,-
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	17 mm - 18,9 mm		73,-
493A164=ST012	<input type="checkbox"/>	1	R			37,-
493A164=ST002	<input type="checkbox"/>	2	K	31 mm - 33,4 mm		Konvergent: Rahmenrohre verlaufen konvergent an der Anbauposition der Klemmringe 
493A164=ST002	<input type="checkbox"/>	2	K	29 mm - 30,9 mm	92,-	
493A164=ST014	<input type="checkbox"/>	1	R		37,-	
493A164=ST002	<input type="checkbox"/>	2	K	27 mm - 28,9 mm	92,-	
493A164=ST010	<input type="checkbox"/>	1	R		37,-	
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	24,4 mm - 26,4 mm	92,-	
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	23 mm 23,9 mm	92,-	
493A164=ST009	<input type="checkbox"/>	1	R		37,-	
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	21 mm - 22,9 mm	92,-	
493A164=ST013	<input type="checkbox"/>	1	R		37,-	
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	19 mm - 20,9 mm	92,-	
493A164=ST011	<input type="checkbox"/>	1	R		37,-	
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	17 mm - 18,9 mm	92,-	
493A164=ST012	<input type="checkbox"/>	1	R		37,-	
Artikelnummer	Stück	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr Sonderform (z. B. oval)				
Hinweis: Übersicht über weitere Rahmengeometrien und passende Klemmringe auf Anfrage erhältlich.						
493A164=ST007	<input type="checkbox"/>	2	K	B x H: 27 x 33 mm	92,-	
493A164=ST006	<input type="checkbox"/>	2	K	B x H: 25 x 35 mm	92,-	
Querstreben + Schnellverschlüsse		Länge *				
493A164=SV025	<input type="checkbox"/>	1	480 mm - 540 mm			236,-
493A164=SV024	<input type="checkbox"/>	1	361 mm - 480 mm			192,-
493A164=SV023	<input type="checkbox"/>	1	291 mm - 360 mm			192,-
493A164=SV022	<input type="checkbox"/>	1	271 mm - 290 mm			192,-
493A164=SV021	<input type="checkbox"/>	1	230 mm - 270 mm			192,-
493A164=ST015	<input type="checkbox"/>	2	Schnellverschluss Stift mit Griffing			13,50
*: Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmen.						

Information



Standard Konnektor



Tetra Konnektor



Traktionsgewicht



Rotes LED Rücklicht



LED Frontlicht, integriert



FAT Räder