


**ottobock.**

# H200 Wireless System

Das Leben ergreifen



Quality for life

Exklusiver Vertriebspartner

 **Bioness**



## Handorthese auf Basis der Funktionellen Elektrostimulation

Durch elektrische Impulse aktiviert die Handorthese die Nerven, die die Muskeln in Hand und Unterarm kontrollieren und die das zentrale Nervensystem aufgrund einer Schädigung nicht mehr ansteuern kann. H200 Wireless kann das aktive Bewegungsausmaß der Hand verbessern, Spasmen reduzieren, Atrophien verhindern und bei Bewegungen im Alltag unterstützen.



• H200 Wireless System

### **Indikationen**

- Schlaganfall
- Schädel-Hirn-Trauma
- Inkomplette Rückenmarkverletzungen
- Weitere neurologische Krankheitsbilder

### **Vorteile für den Techniker**

- Einfache Anpassung und Einstellung von Bewegungsmustern
- Leichte Platzierung der Elektroden durch Panels mit Standardeinstellungen

### **Vorteile für den Anwender**

- Leichte, ergonomisch geformte Orthese
- Handliche Steuereinheit, die kabellos mit der Orthese kommuniziert
- Kann einhändig angelegt werden
- Unterstützt bei Bewegungen im Alltag
- Unterstützt die Reduzierung von Muskelspasmen
- Trägt zur Verbesserung der Blutzirkulation bei
- Kann Atrophien verhindern

Für weitere Fragen und Informationen  
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

