

STABIL, FLEXIBEL, EFFIZIENT

DIE ZENIT FAMILIE

Ausgewählte Materialien, gewichtsoptimierte Komponenten und solide Ausstattungsvarianten – unsere High End Produkte im falt- und starrrahmensegment bieten aktiven Nutzern besonders hohe Flexibilität im Alltag. Die Zenit Modelle ermöglichen eine sportliche Fahrweise und verbinden zeitloses Design mit einem hohen Maß an Funktionalität. Alle Modelle sind in den Ausführungen Aluminium und Carbon, sowie als fest verschweißte CLT-Varianten verfügbar.

100 Jahre

Quality for life



Jubiläumsaktion

Bei Bestellung eines Zenit Modells erhalten Sie ein Paar Spinergy LX Antriebsräder gratis.

Die Vorteilsaktion ist vom 18.03. bis zum 31.05.2019 gültig.

Jubiläumsaktion

LEICHTE HANDHABUNG TRIFFT ÄSTHETISCHES DESIGN

Auftraggeber	
Firma	Kunden-Nr.
Vorname	Name
Straße	PLZ/Ort
Telefon	E-Mail



Spenergy LX Rad

Leichtes, laufiges Antriebsrad mit Fiberglas-Speichen. Vereint ansprechendes Design mit einer sehr leichten Bauweise, sowie einem hohen Maß an Stabilität.

Radgröße: 24"
Speichendurchmesser: 4 mm
Anzahl der Speichen: 12
Speichenfarbe: Schwarz

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)	
Firma	Com.
Vorname	Name
Straße	PLZ/Ort
Telefon	E-Mail

Technische Daten	Zenit	Zenit CLT	Zenit R	Zenit R CLT
HMV-Nr.	18.50.03.0230	18.50.03.0230	18.50.03.0236	-
Sitzbreite	320-460 mm	320-460 mm	320-460 mm	320-460 mm
Sitzhöhe vorn/hinten	380-540/370-500 mm	380-540/370-500 mm	380-540/370-500 mm	380-540/370-500 mm
Sitztiefe	360-500 mm	360-500 mm	360-500 mm	360-500 mm
Gesamtlänge	640-1040 mm	640-1040 mm	640-1.040 mm	640-1.040 mm
Gesamtbreite	495-710 mm	495-725 mm	495-710 mm	495-710 mm
Gesamthöhe	620-1000 mm	620-1000 mm	620-1.050 mm	620-1.050 mm
Faltmaß	250 mm	250 mm	-	-
Rückenhöhe	250-500 mm	250-500 mm	250-500 mm	250-500 mm
Unterschenkellänge	280-510 mm	280-510 mm	280-510 mm	280-510 mm
Vorderrahmenwinkel	75°/85°	75°/85°	75°/85°	75°/85°
Transportgewicht (ohne Antriebsräder) ab ca.	-	-	6,0 kg	4,9 kg
Gewicht ab ca.	8,9 kg	8,9 kg	8,5 kg	7,4 kg
Max. Zuladung	120 kg	100 kg	120 kg	100 kg



- Ausgefülltes Bestellblatt ist diesem Verkaufsaktionsblatt beigelegt.
- Ja, ich möchte über Produktneuheiten informiert werden.

Ort, Datum Unterschrift

Rahmenbedingungen

Produktabbildung ähnlich. Alle Preise in Euro zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.. Das Angebot bezieht sich einmalig auf ein Grundmodell zur Auswahl und ist vom 18.03. bis zum 31.05.2019 gültig und nicht kombinierbar mit anderen Verkaufsaktionen. **Code: ZLX**
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der