

Zenit R

Unfaltbar gut



Zenit R Aluminium



Zenit R Carbon



Quality for life

Der Zenit R: stabil, flexibel, effizient

Unter Verwendung ausgewählter Materialien sowie gewichtsoptimierter Komponenten bietet unser neues High-End Produkt im Starrrahmensegment besonders hohe Effizienz bei der Kraftübertragung. Ein Rollstuhl für aktive Nutzer mit sportlicher Fahrweise, die Wert auf gutes Design legen. Der Zenit R ist in Alu und Carbon sowie als fest verschweißte CLT-Variante verfügbar.

Vorteile auf einen Blick

- Stylisher, konfigurierbarer High-End Starrahmenrollstuhl
- Aus hochwertigen Materialien gewichtsoptimiert gefertigt
- Hohes Maß an Stabilität und Leichtgängigkeit
- Je nach Kundenwunsch flexibel einstellbar oder fest verschweißt
- Style-Paket mit farbigen Antriebsradfelgen und Lenkradgabeln in den Farben Sparkle light orange, Marine blue, Candy red und Sparkle granny-smith erhältlich





Zenit R (HMV-Nr.: 18.50.03.0236)

Eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten machen den Zenit R extrem flexibel und ermöglichen eine individuelle Anpassung. Seine optimierten Starrrahmeneigenschaften verleihen der Fortbewegung eine neue Qualität.

Highlights

- Millimetergenaue Schwerpunkteinstellung ¹
- Einstellbare Sitzhöhe und Unterschenkellänge
- Einstellbarer Rückenwinkel ²
- Laufruhige, einstellbare, patentierte Vorderradanbindung ³
- Abklappbarer Rücken mit anpassbarer Rückenbespannung und abklappbaren Schiebegriffen ⁴




Zenit R CLT

Dank fest verschweißter Komponenten überzeugt die CLT-Version durch geringes Gewicht und hohe Stabilität, was die Effizienz der Kraftübertragung steigert und die Dynamik beim Fahren maximiert.

Highlights

- Fest verschweißte Komponenten:
 - Rücken ⁵
 - Antriebsradadapter (Schwerpunktverstellung um ±12 mm möglich) ⁶
 - Bremsanbindung ⁷
 - Vorderradanbindung ⁸
 - Unterschenkellänge (optional einstellbar)
 - Seitenteilaufnahme

RAL-Farben (Pulverbeschichtung)



Weiß RAL 9016



Tiefschwarz RAL 9005



Tiefschwarz matt (Struktur)

Effektfarben (Pulverbeschichtung)



Sparkle light orange



Candy red



Vinho sparkle



Eisblau



Sky blue



Marine blue



Sparkle granny-smith



Brillant silber



Anthrazit metallic



Shimano matt

Eloxalfarben*



Gold, matt eloxiert



Orange, matt eloxiert



Rot, matt eloxiert



Violett, matt eloxiert



Blau, matt eloxiert



Grün, matt eloxiert



Anthrazit, matt eloxiert



Schwarz, matt eloxiert

Technische Daten

	Alu / Carbon	CLT
Gesamtlänge	640 – 1.040 mm	640 – 1.040 mm
Gesamtbreite	495 – 710 mm	495 – 710 mm
Gesamthöhe	620 – 1.050 mm	620 – 1.050 mm
Sitzbreite	320 – 460 mm	320 – 460 mm
Sitztiefe	360 – 500 mm	360 – 500 mm
Sitzhöhe vorn	380 – 540 mm	380 – 540 mm
Sitzhöhe hinten	370 – 500 mm	370 – 500 mm
Rückenhöhe	250 – 500 mm	250 – 500 mm
Unterschenkellänge	280 – 510 mm	280 – 510 mm
Vorderrahmenwinkel	75° / 85°	75° / 85°
Max. Zuladung	120 kg	100 kg
Gewicht ab ca.	8,5 kg	7,4 kg
Transportgewicht (ohne Antriebsräder) ab ca.	6,0 kg	4,9 kg

Material



Aluminium



Carbon*

* Nicht für Zenit R CLT-Version erhältlich

