

Grundpreis: 1.120 €

HMV Nr.: 10.46.02.3012

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2019 – 31.12.2019, zzgl. 7% MwSt.

Walk Star

Posteriore Laufhilfe

Artikelnummer: RR160=0000_K



Grundausrüstung

- hinter dem Körper geführte Laufhilfe
- faltbare, höhenverstellbare Rohrkonstruktion
- in fünf Größen
- Hinterräder mit Rücklaufsperre
- Lenkbare Modelle mit Lenkstopp

<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag	<input type="checkbox"/> Bestellung
<input type="checkbox"/> Sonderbauanlage liegt bei	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name

	Datum Unterschrift

Grundmodell		Grundpreis
RR1600x00000-307	<input type="checkbox"/> Gr. ½, Farbe: Sparkle Rot	-
RR1600x00001-307	<input type="checkbox"/> Aufpreis für Walk Star Gr. 1, Farbe: sparkle rot	19,-
RR1600x00002-306	<input type="checkbox"/> Aufpreis für Walk Star Gr. 2, Farbe: saturnblau metallic	39,-
RR1600x00003-306	<input type="checkbox"/> Aufpreis für Walk Star Gr. 3, Farbe: saturnblau metallic	79,-
RR1600x00004-027	<input type="checkbox"/> Aufpreis für Walk Star Gr. 4, Farbe: silber metallic	169,-
Vorderräder		Mehrpreis
RR1600x07000	<input type="checkbox"/> Starr	inkl.
RR1600x01100	<input type="checkbox"/> Lenkbar	183,-
Bremse		Mehrpreis
RR1610002000	<input type="checkbox"/> Schleifbremse	74,-
RR161000x000	<input type="checkbox"/> Fahr- und Feststellbremse	196,-
Zubehör		Mehrpreis
RR161000x00x	<input type="checkbox"/> Vertikale Handgriffe mit Armschalen	298,-
HR24100030	<input type="checkbox"/> Beckenpelotten, Paar	163,-

Hinweis: Schleifbremse und Fahr- und Feststellbremse sind nicht miteinander kombinierbar. Die Montage der Schleif- oder Feststellbremse schließt die unterste Einstellposition des Walkstar Größe ½ und 1 aus.

Information



Hüftpelotten



vertikale Handgriffe mit
Armschale



RR1600x01100
Vorderräder, lenkbar, mit
Lenkstopp



RR1610002000
Schleifbremse



RR161000x000
Fahr- und Feststellbremse

Technische Daten

Größe	Körpergröße (cm)	max. Patientengewicht (kg)		min. Griffhöhe (cm)	max. Griffhöhe (cm)	Griffabstand (cm)
1/2	bis ca. 114	27	starr	39	48	35
1/2	bis ca. 114	27	lenkbar	40	49	35
1	bis ca. 122	27	starr	45	58	35
1	bis ca. 122	27	lenkbar	44	57	35
2	bis ca. 137	38	starr	53	69	35
2	bis ca. 137	38	lenkbar	50	66	35
3	bis ca. 155	59	starr	63	82	39
3	bis ca. 155	59	lenkbar	63	82	39
4	ab ca. 155	100	starr	83	102	45
4	ab ca. 155	100	lenkbar	83	102	45

Notizen/Anmerkungen