

## Nurmi Neo

### Laufhilfe

Artikel Nummer HR2426=0000\_K



#### Grundausrüstung

- höhen- und tiefenverstellbarer Haltebügel
- lenkbare Vorderräder
- pannensichere Bereifung
- faltbar
- Rücklaufsperrung (zu- und wegschaltbar) an den Hinterrädern

**Grundpreis: 699,-€**

HMV-Nr.: 10.46.02.3020

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2019 – 31.12.2019, zzgl. 7% MwSt.

<input type="checkbox"/> <b>Kostenvoranschlag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Bestellung</b>
<input type="checkbox"/> <b>Sonderbauanlage liegt bei</b>	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
	..... Datum                      Unterschrift

Grundmodelle		Grundpreis
HR24160000-	<input type="checkbox"/> <b>Gr. 1</b>	-
HR24260000-	<input type="checkbox"/> <b>Gr. 2</b>	15,-
HR24360000-	<input type="checkbox"/> <b>Gr. 3</b>	20,-

Rahmenzubehör		Mehrpreis
HR24x67300-	<input type="checkbox"/> <b>Kippsicherung</b>	111,-

Haltebügel		Mehrpreis
HR24x61600	<input type="checkbox"/> <b>Standard</b>	-
HR24x61700	<input type="checkbox"/> <b>Mit Universalgriffen</b> (Griffweitenreduzierung ca. 14 cm, stufenlos)	125,-
HR24x61800	<input type="checkbox"/> <b>Extra hoch mit Unterarmschalen</b>	301,-

Rahmenfarbe		Mehrpreis
021	<input type="checkbox"/> <b>Sparkle granny-smith</b>	-
020	<input type="checkbox"/> <b>Saturnblau metallic</b>	-
037	<input type="checkbox"/> <b>Pink RAL 4010</b>	-

Bremsen		Mehrpreis
HR24x68100	<input type="checkbox"/>	An Haltebügel Standard 214,-
HR24167200	<input type="checkbox"/>	Schleifbremse, komplett 44,-

Weiteres Zubehör		Mehrpreis
HR24x67500-	<input type="checkbox"/>	Sitz 205,-
HR24168400	<input type="checkbox"/>	Kombinierte Gesäß- und Beckenpelotte, dreidimensional verstellbar 326,-
HR24x67599	<input type="checkbox"/>	Sling Seat, Sitzhose 99,-
HR24168300	<input type="checkbox"/>	Gesäßpelotte, dreidimensional verstellbar 174,-
HR24168200	<input type="checkbox"/>	Ablagekorb, schwarz, klein 71,-
HR24167100	<input type="checkbox"/>	Lenkstopp (Paar) 100,-

## Information



Universal-Haltegriff



Pelotten



Korb



Sling Seat

## Technische Daten

### Größe 1

• Griffhöhe (Haltebügel standard) .45–57 cm	• Griffabstand (Haltebügel standard) ..... 41 cm	• Gesamtbreite ..... 63 cm	• Belastbarkeit ..... 25 kg
	• Gesamtlänge ..... 65 cm	• Gewicht ..... 5,5 kg	• Raddurchmesser vorn/hinten ..... 15/15 cm

### Größe 2

• Griffhöhe (Haltebügel standard) .58–72 cm	• Griffabstand (Haltebügel standard) ..... 46 cm	• Gesamtbreite ..... 68 cm	• Belastbarkeit ..... 40 kg
	• Gesamtlänge ..... 76 cm	• Gewicht ..... 6 kg	• Raddurchmesser vorn/hinten ..... 15/20 cm

### Größe 3

• Griffhöhe (Haltebügel standard) .64–85 cm	• Griffabstand (Haltebügel standard) ..... 51 cm	• Gesamtbreite ..... 72 cm	• Belastbarkeit ..... 55 kg
	• Gesamtlänge ..... 83 cm	• Gewicht ..... 6,5 kg	• Raddurchmesser vorn/hinten ..... 15/20 cm

**Notizen/Anmerkungen**