

Grundpreis: 14.990 €

HMV-Nr.: 18.99.03.2028

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2019 – 31.12.2019
zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.

C1000 SF

Elektrorollstuhl mit Stehfunktion

max. Zuladung: 136 kg
Artikel-Nummer: 490E68=30000_K



Musterausstattung

Kostenvoranschlag **Bestellung**

Sonderbauanlage liegt bei

Rechnungsanschrift/Kundennummer

Lieferanschrift

Kommission

Name

.....
Datum

.....
Unterschrift

Grundausrüstung

- Steuerung enAble 50, 130 Ah
- Antrieb 6 km/h 4-Pol
- 63 Ah (C5) Gelbatterien
- Ladegerät
- 10" Lenkräder
- 14" Antriebsräder
- Sitz mit Stehfunktion inkl. Armlehnen, Beinstütze, Sitz- und Rückenpolster
- schwarz/grau, Brustgurt, Beckengurt und Kniepolster
- Beleuchtung nach StVZO
- Federung aller Räder
- Spritzschutz komplett
- 2-Servo-Direktlenkung
- Neigungssensor
- Notabsenkung

Pflichtangaben*

Körpergröße in cm _____

Körpergewicht in kg _____

1 Sitztiefe** _____

2 Rumpftiefe _____

3 Armlehnenhöhe _____

4 Achselhöhe _____

5 Schulterhöhe** _____

6 Scheitelhöhe _____

7 Unterarmlänge bis Handmitte _____

8 Rumpfbreite _____


9 Unterschenkelhöhe** _____

10 Sitzbreite** _____

Grunddaten (freiwillige Angaben)*

Geschlecht _____ Indikation _____

Alter _____ Kostenträger _____



* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung und Entwicklung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

** Diese Mindestangaben sind für die Bestellung des Produktes zwingend erforderlich.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.



Ort, Datum & Unterschrift

Alle angegebenen Maße zur Fertigstellung des Rollstuhls entsprechen der Richtigkeit und sind verbindlich.

☉ Kombifunktion		
EC 70	<input type="checkbox"/>	Elektrische Rückenwinkelverstellung 45°, elektrische Kantelung 15°, elektrische Beinstütze mit biomechanischem Längenausgleich 5.510,-
Preisvorteil von 1.072,- € gegenüber Einzelbestellung.		

Einstellungen für Sitz mit Stehfunktion (Angaben mit Sitzpolster 6 cm und Rückenpolster 4 cm)						
Sitztiefe ST (in 1 cm-Schritten)	 cm (37 bis 53 cm)				
(Sitzkissen muss vor Ort angepasst werden)						
Sitzbreite SB in cm		<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 48			
Unterschenkellänge UL - Beinstütze kurz in cm		<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47
Unterschenkellänge UL - Beinstütze lang in cm		<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52
(Sitzhöhe 53; 55,5; 58; 60,5 oder 63 cm, abhängig von UL)						
Unterschenkellänge UL - Beinstütze elektrisch hochschwenkbar in cm						
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
(Sitzhöhe 56; 58,5; 61; 63,5 oder 66 cm, abhängig von UL)						
Rückenhöhe RH	 cm (55 bis 65 cm)				
(stufenlos einstellbar, abhängig von anatomischen Rückenausgleich)						

Zubehör Fahrgestell		
ES 03	<input type="checkbox"/>	Heckmarkierungstafel (zur Straßenverkehrszulassung erforderlich) 138,-

Antrieb		
ET 01	<input type="checkbox"/>	Antrieb 6 km/h (4-Pol-Motoren) (Grundausstattung) -
ET 10	<input type="checkbox"/>	Antrieb 10 km/h (4-Pol-Motoren) 499,- (Straßenverkehrszulassung inklusive, Heckmarkierungstafel erforderlich) (Zuladung wird auf 100 kg begrenzt)

Reifenprofil		
EG 02	<input type="checkbox"/>	Stollenprofil -
Reifenfarbe		
EG 03	<input type="checkbox"/>	Grau -
EG 04	<input type="checkbox"/>	Schwarz -

Bereifung		
EG 55	<input type="checkbox"/>	Luftbereifung (Grundausstattung) -
EG 60	<input type="checkbox"/>	Pannensichere Bereifung aller Räder 205,-
EF 06	<input type="checkbox"/>	Pannensichere Bereifung der Lenkräder 86,-

Batterien		
EU 03	<input type="checkbox"/>	Ohne -
EU 01	<input type="checkbox"/>	Zwei 63 Ah (C5) Gel-Batterien (Grundausstattung) -

Sitzoptionen		
EC 50	<input type="checkbox"/>	Elektrische Sitzkantelung 15° (bei Auswahl Kombifunktion inklusive) 990,-
ED 50	<input type="checkbox"/>	Elektrische Rückenwinkelverstellung bis 45° (abhängig von Sitztiefe) 1.896,- (bei Auswahl Kombifunktion inklusive) Maximaler Rückenwinkel: ST 37 cm = 27° ST 38 cm = 31° ST 39 cm = 35° ST 40 cm = 40° ab ST 41 cm = 45°

Zubehör Steheinheit		
EC 85	<input type="checkbox"/>	Thoraxpelotten breiten- und höhenverstellbar, schwarz/grau – 1 Set 230,-
EC 86	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotten breiten- und tiefenverstellbar, schwarz/grau – 1 Set 260,-
EC 87	<input type="checkbox"/>	Seitenpelotten breiten- und tiefenverstellbar, schwarz/grau – 2 Sets 520,-
EE 30	<input type="checkbox"/>	Adapter für Montageset für Kopfstütze 32,-
EB 72	<input type="checkbox"/>	Wadenpolster (nur für Beinstütze Standard) 114,-
EB 74	<input type="checkbox"/>	Knienpolster (Grundausrüstung) -
EB 75	<input type="checkbox"/>	Komfort-Knienpolster (nur für Beinstütze Standard) 796,-

Informationen über Kopfstützen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörcatalog!

Beinstütze		
EB 03	<input type="checkbox"/>	Beinstütze Standard mit durchgehender Fußplatte -
EB 50	<input type="checkbox"/>	Beinstütze elektrisch hochschwenkbar mit biomechanischem Längenausgleich 3.696,- (Zuladung max. 136 kg, Absenkfunktion möglich) (bei Auswahl Kombifunktion inklusive)

Gurte		
EP 51	<input type="checkbox"/>	Vierpunkthosenträgergurt 264,-

Armlagerung		
EE 10	<input type="checkbox"/>	Armauflage standard (Grundausrüstung) -
EE 33	<input type="checkbox"/>	Armauflage mit Ausschnitt für Rückenrohr 57,-

Zubehör Armlagerung		
EE 38	<input type="checkbox"/>	Dreheinheit für Armauflage, Anbauseite links 150,-
EE 28	<input type="checkbox"/>	Dreheinheit für Armauflage, Anbauseite rechts 150,-
EE 35	<input type="checkbox"/>	Armschalenadapter schwenkbar, Anbauseite links 194,-
EE 25	<input type="checkbox"/>	Armschalenadapter schwenkbar, Anbauseite rechts 194,-
EE 36	<input type="checkbox"/>	Armhaltegurt, Anbauseite links 27,-
EE 26	<input type="checkbox"/>	Armhaltegurt, Anbauseite rechts 27,-

Informationen über Armlagerungsschalen und Handauflagen entnehmen Sie bitte unserem Zubehörcatalog!

Lenkschwingerfarbe		
026	<input type="checkbox"/>	Sparkling Iron Effect Light -
003	<input type="checkbox"/>	Tiefschwarz RAL 9005 -
E099	<input type="checkbox"/>	Sonderfarbe für Rahmen (nur Einschichtlacke aus Ottobock Farbprogramm) 164,-

Steuerung/Bedienpult		
EU 85	<input type="checkbox"/>	Bedienpult standard (Grundausrüstung) -
EU 86	<input type="checkbox"/>	Bedienpult mit zwei externen Tasten 199,- Bitte angeben: <input type="checkbox"/> Piko-Button (Ø 50 mm, rot/schwarz) <input type="checkbox"/> Piko-Button (Ø 30 mm, rot/schwarz)
EU 87	<input type="checkbox"/>	Tischmittelsteuerung (TMS) elektrisch schwenkbar 1.896,- (Lade-/Programmierbox empfohlen)
EU 07	<input type="checkbox"/>	Tastenmodul (Ansteuerung von max. 5 elektrischen Optionen ohne LCD, frei programmierbares Tastenfeld zur Ansteuerung elektrischer Funktionen durch den Nutzer oder die Begleitperson, stabiles Aluminiumgehäuse silber/schwarz und Magnetfixierung; mit drei an der Unterseite angebrachten Buchsen zum Anschließen von Piko-Buttons; auf Anfrage in Verbindung mit Kinnsteuerung möglich) Anbauseite Fahrtrichtung: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> an Begleitersteuerung (Halter auf Anfrage)

Bedienpulhalter (nicht für Tischsteuerung)		
EU 19	<input type="checkbox"/>	Bedienpulhalter standard (Grundausrüstung) -
EU 18	<input type="checkbox"/>	Bedienpulhalter schwenkbar höhenverstellbar 300,-
EU 20	<input type="checkbox"/>	Bedienpulhalter parallel wegschwenkbar 228,-
EU 29	<input type="checkbox"/>	Bedienpulhalter nach unten verstellbar 69,-

Anbauseite Bedienpulhalter		
	<input type="checkbox"/>	Rechts
	<input type="checkbox"/>	Links

Montagematerial tischseitig für Tischmittelsteuerung (TMS)		
	<input type="checkbox"/>	Ohne
EU 871	<input type="checkbox"/>	Therapietisch mit Halterung 596,-
EU 873	<input type="checkbox"/>	Nur Halterung 256,-

Anbauseite Schwenkmechanismus (Therapietisch mit Halterung/nur Halterung)		
	<input type="checkbox"/>	Rechts
	<input type="checkbox"/>	Links

Externe Taster für Tischmittelsteuerung (TMS)		
	<input type="checkbox"/>	Ohne
EU 874	<input type="checkbox"/>	Piko-Button Ø 30 mm rot 90,-
EU 875	<input type="checkbox"/>	Piko-Button Ø 30 mm gelb 90,-
EU 876	<input type="checkbox"/>	Piko-Button Ø 30 mm schwarz 90,-
EU 877	<input type="checkbox"/>	Piko-Button Ø 50 mm rot 90,-
EU 878	<input type="checkbox"/>	Piko-Button Ø 50 mm gelb 90,-
EU 879	<input type="checkbox"/>	Piko-Button Ø 50 mm schwarz 90,-

Ein Taster „Schwenken“ erforderlich, Anschluss von max. 3 Tastern „Schwenken“, „EIN/AUS“ und „Mode“ möglich.

Lade-/Programmierbox für Tischmittelsteuerung (TMS) (inkl. BUS-Kabel 1,5 m) (nicht rabattfähig)		
EU 56	<input type="checkbox"/>	Ja 271,-
	<input type="checkbox"/>	Nein -

Aktivierung Wegfahrsperrung (Nachträgliche Aktivierung nur mit Handprogrammiergerät möglich!)		
	<input type="checkbox"/>	Ja
	<input type="checkbox"/>	Nein

Aktivierung elektronische Lenksperr (Nachträgliche Aktivierung nur mit PC-Programmiersoftware möglich!)		
	<input type="checkbox"/>	Ja
	<input type="checkbox"/>	Nein

Zubehör Steuerung		
EU 15	<input type="checkbox"/>	Begleitpersonensteuerung (Anbau an der Rückenlehne) 1.517,-
EU 22	<input type="checkbox"/>	Schutzbügel für Bedienpult 83,-

Joystickaufsätze		
EU 23	<input type="checkbox"/>	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 ... 90 mm) 98,-
EU 24	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm) (EU 29 wird empfohlen) 63,-
EU 25	<input type="checkbox"/>	Soft Ball (schwarz bezogen) 66,-
EU 26	<input type="checkbox"/>	Kugelaufsatz, klein (Ø 43 mm) 78,-
EU 27	<input type="checkbox"/>	Kugelaufsatz, groß (Ø 48 mm) 82,-
EU 28	<input type="checkbox"/>	Steuerknüppelaufsatz flexibel inkl. Kugelaufsatz, groß 189,-

(Verlängerung um 60 mm, Bedienpulhalter nach unten verstellbar oder wegschwenkbar wird empfohlen)

EU 35	<input type="checkbox"/>	Softkugel, bunt (Ø 30 mm, 4 Stück) 40,-
EU 681	<input type="checkbox"/>	2-fach Adapterkabel mit Piko-Button, Ø 50 mm (schwarz) 307,- (freie Zuweisung von 2 elektrischen Funktionen) Bitte Funktion angeben: <input type="checkbox"/> Stehfunktion <input type="checkbox"/> Sitzkantelung <input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung <input type="checkbox"/> Licht <input type="checkbox"/> Warnblinker <input type="checkbox"/> Blinker links <input type="checkbox"/> Blinker rechts <input type="checkbox"/> Horn
EU 682	<input type="checkbox"/>	2-fach Adapterkabel mit Piko-Button, Ø 30 mm (schwarz) 307,- (freie Zuweisung von 2 elektrischen Funktionen) Bitte Funktion angeben: <input type="checkbox"/> Stehfunktion <input type="checkbox"/> Sitzkantelung <input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung <input type="checkbox"/> Licht <input type="checkbox"/> Warnblinker <input type="checkbox"/> Blinker links <input type="checkbox"/> Blinker rechts <input type="checkbox"/> Horn

Hinweis: Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

Zubehör allgemein		
ES 42	<input type="checkbox"/>	Gepäckträger 349,-
ES 32	<input type="checkbox"/>	Abdeckhaube 193,-
ES 24	<input type="checkbox"/>	Handytasche (wird beigelegt) 35,-
ES 35	<input type="checkbox"/>	Therapietisch winkelverstellbar (nicht in Verbindung mit Zubehör Armlagerung) 499,-
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug 41,-
ES 37	<input type="checkbox"/>	Externer Kilometerzähler (nur in Verbindung mit Schutzbügel für Bedienpult) 185,-
ES 38	<input type="checkbox"/>	Rückspiegel anklappbar, Anbauseite links 84,-
ES 28	<input type="checkbox"/>	Rückspiegel anklappbar, Anbauseite rechts 84,- (Anbau an Bedienpultseite bei Halter parallel wegschwenkbar nicht möglich. In Verbindung mit Halter parallel wegschwenkbar und Therapietisch nicht möglich)
ES 65	<input type="checkbox"/>	Getränkehalter 25,-

EZ 80	<input type="checkbox"/>	Airman Pumpe	107,-
ES 60	<input type="checkbox"/>	Fahrzeug-Transport-Satz	475,-
EU 94	<input type="checkbox"/>	Handwärmer mit Ein-Hand-Haube (inkl. Befestigungsmaterial)	990,-
EU 95	<input type="checkbox"/>	Handwärmer mit Zwei-Hand-Haube	900,-
Hinweis: Handwärmer und Hauben werden zum individuellen Anbau dem E-Rollstuhl beigelegt!			

Sonderoptionen			
EU 90	<input type="checkbox"/>	Einrichten & Montage Sonderstrg. vor Ort	nach Aufwand
49065.011	<input type="checkbox"/>	Xeno-Kniepolster Höhenverstellung	auf Anfrage
49058.001	<input type="checkbox"/>	Stand-Alone-Joystick ersetzt Bedienpult	auf Anfrage
22298.007	<input type="checkbox"/>	Bedienpult enAble für Begleitperson abnehmbar, winkeleinstellbar	auf Anfrage
23279.000	<input type="checkbox"/>	Tischsteuerung, manuell schwenkbar	auf Anfrage

Notizen/Anmerkungen