

enAble50®

Sonder- und Umfeldsteuerung



Grundausrüstung

- Sondersteuerung als Erweiterung zu der enAble50® 130A Steuerung
- Standardsteuerung bei C1000 SF, C1000 DS, C2000 und Skippi plus
- A200 im Sonderbau auf Anfrage!
- Zusätzliche Module:
- LCD-Display
- Proportionale Eingabelemente
- Analoge Eingabelemente

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2019 – 31.12.2019, zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag	<input type="checkbox"/> Bestellung
<input type="checkbox"/> Sonderbauanlage liegt bei	
Rechnungsanschrift/Kundenummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name Datum Unterschrift

Sondersteuerungen			Mehrpreis
EU 97	<input type="checkbox"/>	LCD programmierbar, Bluetooth und IR inklusive (Grundvoraussetzung für Sondersteuerungen)	2.538,-
	<input type="checkbox"/>	Integrierte Umfeldkontrolle <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
EU 07	<input type="checkbox"/>	Tastenmodul (Ansteuerung von max. 5 elektronischen Optionen ohne LCD)	859,-

LCD wird benötigt für Sondersteuerungen (Alle Sondersteuerungen benötigen entweder EU 98 oder EU 97. Mit allen unten aufgeführten Sondersteuerungen (alternative Eingaben) kann der Rollstuhl gefahren, die Sitzverstellungen angesteuert und das Umfeld kontrolliert werden.)

Halter für LCD			Mehrpreis
EU 31	<input type="checkbox"/>	Halter für LCD standard (Grundausrüstung für LCD)	-
EU 30	<input type="checkbox"/>	Halter für LCD abschwenkbar, höhen- und winkelverstellbar	302,-
EU 32	<input type="checkbox"/>	Halter für LCD mit Schwanenhals	351,-
EU 34	<input type="checkbox"/>	Halter für LCD mit Schwanenhals für Therapietisch (beigelegt)	351,-

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Information



enAble50° Sondersteuerung

EU 97 LCD programmierbar,
Bluetooth inklusive

Das Menü lässt sich intuitiv bedienen. Es beschränkt sich auf wenige Symbole, sodass sich die 52 Funktionen schnell erfassen lassen.



Heavy duty Joystick

23422.000 Preis auf Anfrage
22569.002 Preis auf Anfrage

Kann plötzlich auftretende starke Kräfteinwirkungen durch programmierbaren Arbeitsbereich kompensieren.



Einmessbarer Mini-Joystick

EU 40

Minimaler Kraftaufwand, Kalibrierung jederzeit durch den Anwender möglich.



Midi-Joystick

EU 83/EU 84

Freie Positionierung an beliebiger Stelle durch kleine Baugröße.



Piko-Buttons

EU 691, 692, 693, 697
Ø 50 mm

EU 701, 702, 703, 704
Ø 30 mm



Fußsteuerung

EU 10

Alle Funktionen lassen sich per Fußbedienung steuern. Der gehaltene Modus (Tempomat) entlastet den Anwender.

Zur individuellen Platzierung, mit unterschiedlichen Betätigungskräften und für verschiedene Funktionsbelegungen.



Abschwenkeinheit mit Midi-Joystick für Kinnsteuerung

EU 80

Elektrische Abschwenkeinheit auch in Verbindung mit Midi- oder Mini-Joystick als Kinn- oder Lippensteuerung.

Folgende Sondersteuerungen benötigen ein LCD		Mehrpreis
EU 09	<input type="checkbox"/> Kinnsteuerung mit Mini-Joystick elektrisch wegschwenkbar (Bediengerät standard inkl.) Für Lippen und Zungensteuerung empfohlen, Mini-Joystick ist für sehr sensitive Einstellungen geeignet! kalibrierbarer, proportionaler, von der Auslenkung reduzierbarer Joystick (ca. 5 cm hoch, je nach Aufsatz), montiert auf einem elektrisch schwenkbarem Montagearm (flexibel einstellbar). Wird für Lippen- und Zungensteuerung empfohlen. Bitte angeben: <input type="checkbox"/> Softkugel mit Elastomer <input type="checkbox"/> Softkugel mit Feder hart <input type="checkbox"/> Softkugel mit Feder weich Dentalaufsatz auf Anfrage Bitte Anbauvariante angeben: <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm links <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm rechts <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm über Kopf, Montage links (Multifunktionsschalter MFS rechts) <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm über Kopf, Montage rechts (Multifunktionsschalter MFS links)	3.108,-
EU 80	<input type="checkbox"/> Kinnsteuerung mit Midi-Joystick elektrisch wegschwenkbar (Bediengerät standard inkl.) kalibrierbarer, proportionaler, von der Auslenkung reduzierbarer Joystick (ca. 9 cm hoch, je nach Aufsatz), montiert auf einem elektrisch schwenkbarem Montagearm (flexibel einstellbar). Wird für Kinnsteuerung (je nach Beweglichkeit) empfohlen. Bitte Anbauvariante angeben: <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm links <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm rechts <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm über Kopf, Montage links (Satellitenschalter rechts) <input type="checkbox"/> Kinnschwenkarm über Kopf, Montage rechts (Satellitenschalter links)	3.108,-
EU 81	<input type="checkbox"/> Satellitenschalter für Ein/Aus, Mode und Schwenkfunktion	-
EU 82	<input type="checkbox"/> 2 x Piko-Button für Ein/Aus, Mode und Schwenkfunktion (inkl. Standardmontage) <input type="checkbox"/> Ohne Montage (beigelegt)	-
Folgende Sondersteuerungen benötigen ein LCD		Mehrpreis
EU 10	<input type="checkbox"/> Fußsteuerung links (Bediengerät standard inklusive) 4-Wege-Tastensteuerung (digital) montiert in einem Fußplattenpedal, Richtungsprogrammierung möglich. Die Bodenfreiheit reduziert sich je nach Anbauseite um ca. 6 cm (UL + 6 cm Steuerung + 6 cm Standard Bodenfreiheit = Sitzhöhe) Nicht in Verbindung mit Modell Skippi plus und C1000 SF Aufstehrollstuhl möglich. <input type="checkbox"/> Fußsteuerung rechts (Bediengerät standard inklusive) 4-Wege-Tastensteuerung (digital) montiert in einem Fußplattenpedal, Richtungsprogrammierung möglich. Die Bodenfreiheit reduziert sich je nach Anbauseite um ca. 6 cm (UL + 6 cm Steuerung + 6 cm Standard Bodenfreiheit = Sitzhöhe) Nicht in Verbindung mit Modell Skippi plus und C1000 SF Aufstehrollstuhl möglich.	2.251,-
EU 11	<input type="checkbox"/> Blas-/Saugsteuerung (nur in Verbindung mit Antrieb 6 km/h und Recaro-Sitz/-Modularsystem, Bediengerät standard inklusive) (andere Sitze auf Anfrage) 2-Schalter-Steuerung, unterschiedliche Über- und Unterdruck Kombinationen ermöglichen das Manövrieren des Stuhls mit dem Mund. Nicht in Verbindung mit Aufstehrollstuhl C1000SF.	2.217,-
EU 40	<input type="checkbox"/> Einmessbarer Mini-Joystick standard inkl. Multifunktionstaster für Montage an der Armlehne oder Therapietisch (Bediengerät standard inklusive) kalibrierbarer (proportionaler, bis auf 0-Weg reduzierbarer) Joystick (ca. 5 cm hoch, je nach Aufsatz), der Montageort ist frei wählbar. Mitgeliefert wird ein Montageset zur Montage an der linken oder rechten Standardarmlehne oder Therapietisch Bitte angeben: <input type="checkbox"/> Fingermulde mit Elastomer <input type="checkbox"/> Softkugel mit Elastomer <input type="checkbox"/> Softkugel mit Feder hart <input type="checkbox"/> Softkugel mit Feder weich	1.665,-
EU 83	<input type="checkbox"/> Einmessbarer Midi-Joystick standard inkl. Multifunktionstaster für Montage an der Armlehne (Bediengerät standard inklusive)	1.665,-
EU 84	<input type="checkbox"/> Einmessbarer Midi-Joystick inkl. Multifunktionstaster für Montage in Therapietisch (Halter für LCD mit Schwanenhals zur Befestigung im Therapietisch und Bediengerät standard inklusive)	1.975,-

Für EU 40 bitte angeben:

Sonderbau	Mehrpriis
<input type="checkbox"/> Montage Midi-Joystick nach Maß (= Sonderbau 21184-000)	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Halter Midi/Mini-Joystick für Tischmontage (= Sonderbau 22534-002)	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Heavy duty Joystick (= Sonderbau 23422-000)	auf Anfrage
<input type="checkbox"/> Lippen-Joystick (= Sonderbau 22569-004)	auf Anfrage
EU 90 <input type="checkbox"/> Einrichten & Montage Sonderstrg. vor Ort	nach Aufwand

Folgende IR-Empfänger benötigen LCD:

	Mehrpriis
EU 61 <input type="checkbox"/> IR-fernbedienbares Freisprechtelefon inkl. Steckernetzteil	2.028,-
EU 67 <input type="checkbox"/> EIN/AUS bzw. NOTAUS mit Schwanenhals für LCD Ermöglicht den Not-Stopp durch den Nutzer oder eine Begleitperson direkt am Rollstuhl (Montage an der Rückenlehne) (EIN/AUS bzw. NOTAUS mit Schwanenhals oder EIN/AUS/-Button für Laufflichtsteuerung und Piko-Button 5-fach erforderlich)	284,-
EU 68 <input type="checkbox"/> Adapter für 1-6 Taster (für 1-6 Tastensteuerung erforderlich) zur Realisierung von unterschiedlichen Steuerungen in 3- oder 4-Wegedirektwahl oder im Scannermodus, bitte Button-Art auswählen	201,-

Folgende IR-Empfänger benötigen LCD:

	Mehrpriis
EU 69 <input type="checkbox"/> Easy Wave 6-Kanal Funkmodul (z. B. zur Ansteuerung von Türöffnern)	355,-
EU 96 <input type="checkbox"/> Bluetooth Modul mit bis zu zwei parallelen BT-Schnittstellen (EU 60 erforderlich)	398,-
EU 75 <input type="checkbox"/> Externer Ein/Aus & Mode Button für LCD (1 x Taster von EU 691 bis EU 704 auswählen) alternativer Ein-Aus-Schalter zur freien Montageortwahl	160,-
EU 59 <input type="checkbox"/> Adapterkabel linker/rechter Mouseclick Bitte angeben: <input type="checkbox"/> Piko-Button (Durchmesser 50 mm, rot/schwarz) <input type="checkbox"/> Piko-Button (Durchmesser 30 mm, rot/schwarz)	330,-
EU 60 <input type="checkbox"/> Adapterkabel linker/rechter Mouseclick für BT Modul (EU 96) Bitte angeben: <input type="checkbox"/> Piko-Button (Durchmesser 50 mm, rot/schwarz) <input type="checkbox"/> Piko-Button (Durchmesser 30 mm, rot/schwarz)	330,-

Zubehör Sondersteuerungen z. B. für Ein/Aus-Mode (MFS), 1-6 Tastensteuerung

	Mehrpriis
EU 691 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 50 mm rot	90,-
EU 692 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 50 mm gelb	90,-
EU 693 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 50 mm schwarz	90,-
EU 697 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 50 mm silber	90,-
EU 701 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 30 mm rot	90,-
EU 702 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 30 mm gelb	90,-
EU 703 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 30 mm schwarz	90,-
EU 704 <input type="checkbox"/> Piko-Button Durchmesser 30 mm silber	90,-

Zubehör Steuerungen

Mehrpreis

EU 50	<input type="checkbox"/>	Handprogrammiergerät (Fachhändlerversion, nicht rabattfähig)	365,-
EU 55	<input type="checkbox"/>	Programmiersoftware mit USB-Adapter (nicht rabattfähig, Zertifikat erforderlich)	365,-
EU 681	<input type="checkbox"/>	2-fach Adapterkabel mit Piko-Button 50 mm (schwarz)	307,-

Ermöglicht die Ansteuerung von bis zu zwei unterschiedlichen elektrischen Funktionen, Beleuchtung, Hupe und kombinierte Sonderfunktionen, z. B. Schock- oder Absaugposition. Position frei wählbar Piko-Buttons 50 mm Ø. Kein LCD notwendig. (freie Zuweisung von 2 elektrischen Funktionen)

Bitte Funktion angeben:

- Beinstütze links**
- Beinstütze rechts**
- Sitzkantelung**
- Rückenwinkelverstellung**
- Licht**
- Warnblinker**
- Blinker links**
- Blinker rechts**
- Horn**

Sonderfunktionen nach Rücksprache möglich

EU 682	<input type="checkbox"/>	2-fach Adapterkabel mit Piko-Button 30 mm (schwarz)	307,-
---------------	--------------------------	--	-------

Ermöglicht die Ansteuerung von bis zu zwei unterschiedlichen elektrischen Funktionen, Beleuchtung, Hupe und kombinierte Sonderfunktionen, z. B. Schock- oder Absaugposition. Position frei wählbar Piko-Buttons 30 mm Ø. Kein LCD notwendig. (freie Zuweisung von 2 elektrischen Funktionen)

Bitte Funktion angeben:

- Beinstütze links**
- Beinstütze rechts**
- Sitzkantelung**
- Rückenwinkelverstellung**
- Licht**
- Warnblinker**
- Blinker links**
- Blinker rechts**
- Horn**

Sonderfunktionen nach Rücksprache möglich

Bitte beachten Sie unser Sonderbauformular.

