

Kompakt-Bestellblatt

Juvo B4

Elektrorollstuhl

Artikel-Nr. Heckantrieb: 490E75=1_AC01_C
max. Zuladung: 160 kg



Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausrüstung

- Impulssteuerung VR2 70 A
- 6 km/h
- 53 Ah (C5), 62 Ah (C20) AGM Batterien
- Beinstützen geteilt, Juvo Design
- Ladegerät 8 Ah
- LED Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz groß
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Zuladung 140 kg
- 9" Lenkräder, pannengeschützt, grau
- 14" Antriebsräder, pannengeschützt, grau
- Alle Räder mit Stollenprofil
- Rückenbespannung anpassbar
- mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung
- Lenkräder ungefedert
- Anbauseite Bedienpult rechts

Grundpreis: 4.950 €

HMV Nr. Heckantrieb 18.50.04.0187

Alle Preise in €, gültig vom 01.04.2020 – 31.12.2020
zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.

<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag	<input type="checkbox"/> Bestellung
<input type="checkbox"/> Sonderbauanlage liegt bei	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name

	Datum Unterschrift

1. Das Kompaktbestellblatt haben wir für sie vorkonfiguriert, ohne Auswahl setzen wir für sie die hier aufgezeigte Grundausrüstung ein.




2. Höherwertige Ausstattungen konfigurieren Sie bitte über das reguläre Bestellblatt oder über unseren Online-Shop.

**Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.**

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht _____ Indikation _____
 Alter _____ Kostenträger _____



Pflichtangaben*

Körpergröße in cm _____
 Körpergewicht in kg _____
1 Sitztiefe _____
2 Rumpftiefe _____
3 Armlehnenhöhe _____
4 Achselhöhe _____
5 Schulterhöhe _____
6 Scheitelhöhe _____
7 Unterarmlänge bis Handmitte _____
8 Rumpfbreite _____
9 Unterschenkellänge _____
10 Sitzbreite _____

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Sitzsysteme		Mehrpreis
EC002	<input type="checkbox"/> Standardsitz klein (ST 38...46 cm, SB 38...42 cm, RH 55 cm bis 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten)	-
EC003	<input checked="" type="checkbox"/> Standardsitz groß (ST 42...50 cm, SB 44...48 cm, RH 55 cm bis 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten) Grundausrüstung	-
EC004	<input type="checkbox"/> Standardsitz XL (ST 42...50 cm, SB 50...56 cm, RH 55 cm bis 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten)	-

Sitztiefe (ST) in cm
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50

Sitzbreite (SB) in cm
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56

Sitzhöhe (SH) (bei 0° SN ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person)	Mehrpreis
<input type="checkbox"/> 45 <input checked="" type="checkbox"/> 47,5 Grundausrüstung <input type="checkbox"/> 48,5 <input type="checkbox"/> 50	

Unterschenkellänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)
<input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54

Sitzkissen	Mehrpreis
EC011 <input type="checkbox"/> ohne	-
EC012 <input checked="" type="checkbox"/> schwarz bezogen (Kissenstärke 5 cm) Grundausrüstung	-
EC013 <input type="checkbox"/> mit Inkontinenzbezug (Kissenstärke 5 cm)	52,-

Sitzneigung (SN) (Vorkantelung)	Mehrpreis
<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 6°	

Reifenfarbe	Mehrpreis
EG011 <input checked="" type="checkbox"/> grau Grundausrüstung	-
EG012 <input type="checkbox"/> schwarz	-

Lenkräder			Mehrpreis
EF005	<input type="checkbox"/>	9" Luft, pannengeschützt <input type="checkbox"/> Grundausrüstung	-
EF007	<input type="checkbox"/>	10" Luft, pannengeschützt	25,-

Reifenprofil			Mehrpreis
EG013	<input type="checkbox"/>	Rillen (nur Reifenfarbe grau)	-
EG014	<input type="checkbox"/>	Stollen <input type="checkbox"/> Grundausrüstung	-
EG015	<input type="checkbox"/>	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung)	-

Beinstützentyp, Juvo Design			Mehrpreis
EB012	<input type="checkbox"/>	geteilt, Kunststoff-Fußplatte (max. Zuladung 140 kg) <input type="checkbox"/> Grundausrüstung	-
EB007	<input type="checkbox"/>	geteilt, Aluminium-Fußplatte (max. Zuladung 160 kg)	112,-
EB009	<input type="checkbox"/>	durchgehend, Aluminium-Fußplatte (max. Zuladung 160 kg)	265,-

Farbe Elektrorollstuhl (Farbe für Lenkrad-Schwinge und Metallsteg; Rahmenfarbe: KTL Schwarz)			
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	014 <input type="checkbox"/> Candy red
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	021 <input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith
013	<input type="checkbox"/>	Tiefschwarz RAL 9005 matt <input type="checkbox"/> Grundausrüstung	023 <input type="checkbox"/> Weiß RAL 9016

Zubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EA010	<input type="checkbox"/>	Spritzschutz für Antriebsräder	76,-
EA011	<input type="checkbox"/>	Spritzschutz für Lenkräder	80,-

Lenkradarretierung			Mehrpreis
EF020	<input type="checkbox"/>	mechanisch (nur in Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder)	209,-

Sicherheitszubehör Fahrbasis			Mehrpreis
EF021	<input type="checkbox"/>	Kantensteighilfe	325,-
ES002	<input type="checkbox"/>	Fahrzeug-Transport-Satz (nach ISO 7176-13, max. Zuladung 140 kg)	218,-

Steuerung			Mehrpreis
EU051	<input type="checkbox"/>	VR2 (90A), max. 2 elektr. Funktionen und Beleuchtung möglich (bis 160 kg Nutzergewicht, empfohlen bei Nutzergewicht über 100 kg)	395,-

Bedienpulthalter			Mehrpreis
EU070	<input type="checkbox"/>	standard <input type="checkbox"/> Grundausrüstung	-
EU071	<input type="checkbox"/>	parallel wegschwenkbar, 2 cm höhenstellbar	85,-

Anbauseite Bedienpulthalter		
	<input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/> Grundausrüstung
	<input type="checkbox"/>	links

Zubehör Steuerung			Mehrpreis
EU057	<input type="checkbox"/>	Begleitpersonensteuerung	509,-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung		
	<input type="checkbox"/>	rechts
	<input type="checkbox"/>	links