

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2021 – 31.12.2021
 zzgl. 19% MwSt., bei Neubestellung mit Rollstuhl 7% MwSt.

Baxx Aluminium- Rückensystem (ADI Rücken)

Artikelnummer: 476D00=00000_K



<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag	<input type="checkbox"/> Bestellung
<input type="checkbox"/> Sonderbauanlage liegt bei	
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name

	Datum Unterschrift

Grundausrüstung

- Aluminium-Rückenschale
- Rückenfarbe individuell wählbar
- Rückenbezug aus atmungsaktiven 4D-Abstandsgewirke
- max. Benutzergewicht: 113 kg
- Max. Benutzergewicht 125 kg nur in Verbindung mit der Option „Quick Release, zugelassen für KMP-Transport“ oder „2- Point Pro, zugelassen für KMP-Transport“

Schritt 1: Den Nutzer vermessen

	<p>Rumpfbreite: cm</p> <p>Länge der Rückenunterstützung: cm</p>
--	---

Wählen Sie die Rückenbreite und Rückenhöhe, basierend auf den Anforderungen des Nutzers (Thoraxbreite)

Entscheiden Sie, basierend auf den Bedürfnissen des Nutzers, welche Rückenkontur benötigt wird.

- Aktiv
- Tief
- Extra tief

Rückenbreite*		Maßangaben für die Kontur		aktiv			semi aktiv			Passend für Rollstuhlgröße von - bis	
				Aktive Kontur	Tiefe Kontur	Extra tiefe Kontur	Baxx Aluminiumrücken (AL)				
		Thoraxbreite Nutzer			Höhe			Höhe		Innere Montageposition (min. Gr.)	Äußere Montageposition (max. Gr.)
		Nutzer			Niedrig	Mittel	Standard	Hoch	Extra hoch		
mm	mm	mm	mm	mm	250 (300)* ² mm	330 (380)* ² mm	410 (460)* ² mm	460 (520)* ² mm	510 (570)* ² mm	mm	mm
250	aktiv	64	178	172	<input type="checkbox"/>					225	275
	tief	100			<input type="checkbox"/>						
280	aktiv	64	203	197	<input type="checkbox"/>					255	305
	tief	100			<input type="checkbox"/>						
310	aktiv	64	229	222	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				285	335
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
330	aktiv	64	254	248	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				305	355
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
360	aktiv	64	286	292	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			335	385
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
380	aktiv	64	311	318	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			355	405
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
410	aktiv	64	337	343	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	385 360* ³	435 485* ³
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	extra tief	150				330			<input type="checkbox"/>		
430	aktiv	64	362	368	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	405 380* ³	455 505* ³
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	extra tief	150				356			<input type="checkbox"/>		
460	aktiv	64	388	394	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	435 410* ³	485 535* ³
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	extra tief	150				381			<input type="checkbox"/>		
480	aktiv	64	411	419	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455 430* ³	505 535* ³
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	extra tief	150				406			<input type="checkbox"/>		
510	aktiv	64	438	445	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	485 460* ³	535 585* ³
	tief	100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	extra tief	150				432			<input type="checkbox"/>		

* Alle Rückenbreiten basieren auf der Rollstuhlbreite, an dem der Rücken montiert wird.

*¹ in Klammer die tatsächliche Breite (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

*² in Klammer die tatsächliche Höhe (inkl. Polster und Bezug) in mm angegeben

*³ AFT Serie (2 Befestigungsschlitze)

Wählen Sie das passende Montagezubehör, basierend auf den Anforderungen des Nutzers.

Rückenschale		Mehrpreis
PD 01	<input type="checkbox"/>	Aluminiumrücken mit Schulteraussparung (AL-Serie) 435,-
PD 02	<input type="checkbox"/>	Aluminiumrücken ohne Schulteraussparung (AFT-Serie) 554,-

Rückenkontur in mm		Mehrpreis
PD 05	<input type="checkbox"/>	Aktiv (64) (Seitenpelotten nur mit aktiver Rückenkontur möglich!) -
PD 06	<input type="checkbox"/>	Tief (100) 64,-
PD 07	<input type="checkbox"/>	Extra Tief (150) 136,-

Montagezubehör		Mehrpreis
PD 08	<input type="checkbox"/>	Quick Release 282,-
PD 18	<input type="checkbox"/>	Quick Release für KMP Transport zertifiziert 291,-
PD 09	<input type="checkbox"/>	Basic Release 239,-
PD 10	<input type="checkbox"/>	2-Point Pro für KMP Transport zertifiziert 263,-
PD 11	<input type="checkbox"/>	4-Point Pro 273,-

(siehe Seite 4 für mehr Informationen)

Montagezubehör (Bei Rollstühlen mit höhenverstellbaren Schiebegriffen erforderlich!)		Mehrpreis
481D00=SV700	<input type="checkbox"/>	Umbauset Griffadapter 121,-
481D64=SK136	<input type="checkbox"/>	Schiebegriffe höhenverstellbar (2 Stück bestellen) 30,-

Rahmenfarben		Mehrpreis
001	<input type="checkbox"/>	Brillant silber -
002	<input type="checkbox"/>	Anthrazit metallic -
003	<input type="checkbox"/>	Tiefschwarz RAL 9005 -
004	<input type="checkbox"/>	Eisblau -
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange -
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle -
010	<input type="checkbox"/>	Marine blue -
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue -
013	<input type="checkbox"/>	Tiefschwarz RAL 9005 matt -
014	<input type="checkbox"/>	Candy red -
016	<input type="checkbox"/>	Silber metallic -
017	<input type="checkbox"/>	Gelb RAL 1023 -
018	<input type="checkbox"/>	Signalrot RAL 3001 -
020	<input type="checkbox"/>	Saturnblau metallic -
021	<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith -
022	<input type="checkbox"/>	Cremeweiß RAL 9001 -
023	<input type="checkbox"/>	Weiß RAL 9016 -
026	<input type="checkbox"/>	Sparkling iron effect light -
027	<input type="checkbox"/>	Shimano matt -
037	<input type="checkbox"/>	Pink RAL 4010 -

Seitenpelotten links (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)		Mehrpreis
PD 12	<input type="checkbox"/>	Stationär <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL 139,-
PD 13	<input type="checkbox"/>	Wegschwenkbar <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL 213,-

Seitenpelotten rechts (nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur, Abmessungen siehe Seite 6)						Mehrpreis	
PD 16	<input type="checkbox"/>	Stationär	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL	139,-
PD 17	<input type="checkbox"/>	Wegschwenkbar	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL	213,-


Zubehör			Mehrpreis
PD 14	<input type="checkbox"/>	Zugluftschutz	51,-
PD 15	<input type="checkbox"/>	Transferschlaufe	31,-
PD 19	<input type="checkbox"/>	Lumbalunterstützung	20,-

Montagezubehör	Schnellverschluss/abnehmbar	Crash getestet	Winkeinstellbereich (in °)	Verstellbereich Breite (in mm)	2- oder 4-Punkt Befestigung	Aussparung Rückenbügel	Rohrdurchmesser (in mm)	Platzbedarf an den Rückenrohren (in mm)	Gewicht komplett (in g)	Gewicht verbleibendes Montagezubehör am Rücken (in g)
PD 09 Basic Release	✓	-	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 22	89	760	580
PD 08 Quick Release	✓	-	+/- 10	+/-25,4	2	-	19 – 25	121	580	340
PD 18 Quick Release Transport zertifiziert	✓	✓	+/- 10	+/-25,4	2	-	19 – 25	121	NA	NA
PD 10 2-Point Pro, zugelassen für KMP Transport	-	-	+/- 10	+/-25,4	2	-	15 – 25	121	560	NA
PD 11 4- Point Pro	-	-	+/- 15	+/-25,4	4	✓	19 – 25	89	580	NA

Abmaße Winkeleinstellungen Montagezubehör			
	0°	5°	10°
Sitztiefenverlust	0 mm	19,1 mm	38,1 mm



PD 08 Quick Release



PD 18 Quick Release, zugelassen für KMP-Transport



PD 10 2-Point Pro, zugelassen für KMP-Transport




PD 11 4-Point Pro



PD 09 Basic Release

Abmaße Seitenpelotten*				
Größe	S	M	L	XL
Höhe (mm)	76	76	114	102
Tiefe (mm)	76	102	114	152

* nur in Verbindung mit aktiver Rückenkontur



links: stationäre Seitenpelotten;
rechts: wegschwenkbare Seitenpelotten

