

KLAXON

Klick Hybrid

max. Zuladung: 120 kg



Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2022 - 31.12.2022
 zzgl. 19% MwSt.
 Als Produktkombination ab Werk zzgl. 7% MwSt.

<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag	<input type="checkbox"/> Bestellung
<input type="checkbox"/> Anbau an Ottobock Rollstuhl ab Werk <input type="checkbox"/> Anbau an bestehenden Ottobock Rollstuhl vor Ort <input type="checkbox"/> Montageteile für Anbau an Fremdprodukt vor Ort	<input type="checkbox"/> Anbau an Ottobock Rollstuhl ab Werk <input type="checkbox"/> Anbau an bestehenden Ottobock Rollstuhl vor Ort <input type="checkbox"/> Montageteile für Anbau an Fremdprodukt vor Ort
Rechnungsanschrift/Kundennummer	
Lieferanschrift	
Kommission	Name
 Datum Unterschrift

Ausstattungsvariante

Preis für Ausstattungsvariante: 7.016,- €


- Klick Hybrid
- 500-W-Motor, bürstenlos
- Antriebsrad 20"
- 11 Ah Lithium Ionen Akku
- Ladegerät
- Manuelle Schaltung mit 9 Gängen
- 5 Unterstützungsstufen vorwählbar
- Multifunktions-LC-Display mit USB-Ladeport
- Radspritzschutz
- Klappständer
- Individuelle Anbauteile (z. B.: Konnektor standard, Klemmringe für 25 mm Rundrohr, Querstrebe 361 - 480 mm, Schnellverschluss-Stifte)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


© Ottobock - 647F865-de_DE04-2112

Modell			
mit Standard Lenker			
493T164=SV016	<input type="checkbox"/>	Klick Hybrid	5.198,-
Akku			
493U164=ST011	<input type="checkbox"/>	Akku 48 V, 11 Ah	736,-
Konnektor - Verbindungselement zum Zugelement			
Standard Konnektor			
493A164=SV026	<input type="checkbox"/>	Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm	646,-
493A164=SV027	<input type="checkbox"/>	Konnektor, komplett, kurz 180 - 235 mm	628,-
493A164=SV028	<input type="checkbox"/>	Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm	628,-
493A164=ST031	<input type="checkbox"/>	Tetra-Tragegriff für Konnektor, Klettverschluss	38,-
Tetra Konnektor (mit Auslösehebel und Tragegriff, geeignet für Nutzer mit eingeschränkten Hand- und Fingerfunktionen)			
493A164=SV029	<input type="checkbox"/>	Tetra Konnektor, komplett, Standard 235 - 360 mm	838,-
493A164=SV030	<input type="checkbox"/>	Tetra Konnektor, komplett, extra lang 360 - 490 mm	856,-
Traktionsgewichte (beigelegt, nicht montiert)			Stück
493S164=SK001	<input type="checkbox"/>	Traktionsgewichte (Preis je Stück; bitte 2 Stück bestellen)	2 128,-
Beleuchtung (beigelegt, nicht montiert)			Stück
493S164=SK005	<input type="checkbox"/>	LED Fahrrad Rücklicht, rot	32,-
493S164=SK008	<input type="checkbox"/>	LED Fahrrad-Vorderlicht, weiß, integriert	92,-
Zubehör			
493S164=ST020	<input type="checkbox"/>	Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12-mm-Achse	736,-
493S164=ST021	<input type="checkbox"/>	Satz „Fat Wheels“, mit Montagematerial und 12,7-mm-Achse	736,-





Rollstuhl-Anbaukomponenten für Ottobock Modelle				
Anbau ab Werk				
Avantgarde 4				
Artikelnummer		Bezeichnung	Modelle	Preis pro Set
493X164=ST001	<input type="checkbox"/>	Anbauteile Avantgarde 4 besteht aus: 2 x Klemmringe 2 x Schnellverschluss-Stifte 1 x Querstrebe	Avantgarde 4 DV & DS	371,-
Zenit und Ventus				
Artikelnummer		Bezeichnung	Modelle	Preis pro Set
493X164=ST002	<input type="checkbox"/>	Anbauteile Zenit und Ventus besteht aus: 2 x Klemmringe 1 x Reduzierstücke 2 x Schnellverschluss-Stifte 1 x Querstrebe	Zenit & Zenit R (Carbon und Aluminium) Zenit CLT & Zenit CLT R Ventus	409,-

Rollstuhl-Anbaukomponenten für Ottobock Modelle zur Nachrüstung am vorhandenen Rollstuhl.						
Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl						
Artikelnummer	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Modelle	Preis pro Stück	
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	Klemmring rund, paral. Rahmen, 25,4 mm	Avantgarde 4 DV, DS, CLT Motus CS, CV Parallel	75,-
Querstreben + Schnellverschlüsse				Länge *	Preis pro Stück	
493A164=SV025	<input type="checkbox"/>	1		480 mm - 540 mm		240,-
493A164=SV024	<input type="checkbox"/>	1		361 mm - 480 mm		195,-
493A164=SV023	<input type="checkbox"/>	1		291 mm - 360 mm		195,-
493A164=SV022	<input type="checkbox"/>	1		271 mm - 290 mm		195,-
493A164=SV021	<input type="checkbox"/>	1		230 mm - 270 mm		195,-
493A164=ST015	<input type="checkbox"/>	2		Schnellverschluss Stift mit Griffing		14,-

*: Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmen.

Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl und Reduzierstücke (R) (4 Halbschalen, 1 x pro Rollstuhl)						
Artikelnummer	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Modelle	Preis pro Stück	
493A164=ST004	<input type="checkbox"/>	2	K	Klemmring rund, paral. Rahmen, 32,4 mm	Zenit & Zenit R (Carbon und Aluminium), Zenit CLT & Zenit R CLT Ventus	75,-
493A164=ST014	<input type="checkbox"/>	1	R	Reduzierstücke von 32,4mm auf 30/30,4mm		38,-
Querstreben + Schnellverschlüsse				Länge *	Preis pro Stück	
493A164=SV025	<input type="checkbox"/>	1		480 mm - 540 mm		240,-
493A164=SV024	<input type="checkbox"/>	1		361 mm - 480 mm		195,-
493A164=SV023	<input type="checkbox"/>	1		291 mm - 360 mm		195,-
493A164=SV022	<input type="checkbox"/>	1		271 mm - 290 mm		195,-
493A164=SV021	<input type="checkbox"/>	1		230 mm - 270 mm		195,-
493A164=ST015	<input type="checkbox"/>	2		Schnellverschluss Stift mit Griffing		14,-

*: Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmen.

Rollstuhl-Anbaukomponenten							
(Auswahl ist nicht notwendig, wenn Zugantrieb zusammen mit Aktivrollstuhl von Ottobock bestellt wird)							
Klemmringe (K) 2 x pro Rollstuhl und Reduzierstücke (R) (4 Halbschalen, wenn erforderlich 1 x pro Rollstuhl)							
Artikelnummer	Stück	Art	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr rund	Rahmenform			
493A164=ST005	<input type="checkbox"/>	2	K	34 mm - 36 mm	Parallel: Rahmenrohre verlaufen parallel an der Anbauposition der Klemmringe 	75,-	
493A164=ST004	<input type="checkbox"/>	2	K	31 mm - 33,4 mm		75,-	
493A164=ST004	<input type="checkbox"/>	2	K	29 mm - 30,9 mm		75,-	
493A164=ST014	<input type="checkbox"/>	1	R			38,-	
493A164=ST004	<input type="checkbox"/>	2	K	27 mm - 28,9 mm		75,-	
493A164=ST010	<input type="checkbox"/>	1	R			38,-	
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	24,4 mm - 26,4 mm		75,-	
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	23 mm 23,9 mm		75,-	
493A164=ST009	<input type="checkbox"/>	1	R			38,-	
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	21 mm - 22,9 mm		75,-	
493A164=ST013	<input type="checkbox"/>	1	R			38,-	
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	19 mm - 20,9 mm		75,-	
493A164=ST011	<input type="checkbox"/>	1	R			38,-	
493A164=ST003	<input type="checkbox"/>	2	K	17 mm - 18,9 mm		75,-	
493A164=ST012	<input type="checkbox"/>	1	R			38,-	
493A164=ST002	<input type="checkbox"/>	2	K	31 mm - 33,4 mm		Konvergent: Rahmenrohre verlaufen konvergent an der Anbauposition der Klemmringe 	94,-
493A164=ST002	<input type="checkbox"/>	2	K	29 mm - 30,9 mm			94,-
493A164=ST014	<input type="checkbox"/>	1	R				38,-
493A164=ST002	<input type="checkbox"/>	2	K	27 mm - 28,9 mm			94,-
493A164=ST010	<input type="checkbox"/>	1	R				38,-
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	24,4 mm - 26,4 mm	94,-		
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	23 mm 23,9 mm	94,-		
493A164=ST009	<input type="checkbox"/>	1	R		38,-		
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	21 mm - 22,9 mm	94,-		
493A164=ST013	<input type="checkbox"/>	1	R		38,-		
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	19 mm - 20,9 mm	94,-		
493A164=ST011	<input type="checkbox"/>	1	R		38,-		
493A164=ST001	<input type="checkbox"/>	2	K	17 mm - 18,9 mm	94,-		
493A164=ST012	<input type="checkbox"/>	1	R		38,-		
Artikelnummer	Stück	Rohrdurchmesser, Rahmenrohr Sonderform (z. B. oval)					
Hinweis: Übersicht über weitere Rahmengeometrien und passende Klemmringe auf Anfrage erhältlich.							
493A164=ST007	<input type="checkbox"/>	2	K	B x H: 27 x 33 mm		94,-	
493A164=ST006	<input type="checkbox"/>	2	K	B x H: 25 x 35 mm		94,-	
Querstreben + Schnellverschlüsse			Länge *				
493A164=SV025	<input type="checkbox"/>	1		480 mm - 540 mm	 	240,-	
493A164=SV024	<input type="checkbox"/>	1		361 mm - 480 mm		195,-	
493A164=SV023	<input type="checkbox"/>	1		291 mm - 360 mm		195,-	
493A164=SV022	<input type="checkbox"/>	1		271 mm - 290 mm		195,-	
493A164=SV021	<input type="checkbox"/>	1		230 mm - 270 mm		195,-	
493A164=ST015	<input type="checkbox"/>	2		Schnellverschluss Stift mit Griffing		14,-	

*: Länge Innenmaß zwischen den Rahmenrohren an der Anbauposition der Klemmen.

Information



Standard Konnektor



Tetra Konnektor



Traktionsgewicht



Rotes LED Rücklicht



LED Frontlicht, integriert



FAT Räder